

Signification des flèches de tendances

Variation attendue de ma glycémie dans les 10 prochaines minutes en fonction des flèches de tendance.

		Systèmes de surveillance du glucose en continu		Système Flash de surveillance du glucose
		DEXCOM : Dexcom G5 Dexcom G6	MEDTRONIC : Enlite 2 Guardian Sensor 3 Guardian Connect	ABBOTT : FreeStyle Libre FreeStyle Libre 2
FLÈCHES DE TENDANCES	↑↑↑		<u>augmentation rapide</u> supérieure à 1,7 mmol/L	
	↑↑	<u>augmentation rapide</u> supérieure à 1,7 mmol/L	<u>augmentation</u> entre 1,1 et 1,7 mmol/L	
	↑	<u>augmentation</u> entre 1,1 et 1,7 mmol/L	<u>augmentation lente</u> entre 0,5 et 1,0 mmol/L	<u>augmentation rapide</u> supérieure à 1,0 mmol/L
	↗	<u>augmentation lente</u> entre 0,6 à 1,1 mmol/L		<u>augmentation</u> entre 0,6 et 1,0 mmol/L
	→ ou pas de flèche	<u>stable</u> augmentation ou diminution inférieure à 0,6 mmol/L	<u>stable</u> augmentation ou diminution inférieure à 0,5 mmol/L	<u>stable</u> augmentation ou diminution inférieure à 0,6 mmol/L
	↘	<u>diminution lente</u> entre 0,6 à 1,1 mmol/L		<u>diminution</u> entre 0,6 et 1,0 mmol/L
	↓	<u>diminution</u> entre 1,1 à 1,7 mmol/L	<u>diminution lente</u> entre 0,5 et 1,0 mmol/L	<u>diminution rapide</u> supérieure à 1,0 mmol/L
	↓↓	<u>diminution rapide</u> supérieure à 1,7 mmol/L	<u>diminution</u> entre 1,1 et 1,7 mmol/L	
	↓↓↓		<u>diminution rapide:</u> supérieure à 1,7 mmol/L	