

## Signification des flèches de tendance

Variation attendue de ma glycémie dans les 10 prochaines minutes en fonction des flèches de tendance.

	<b>Dexcom</b> G6 G7	<b>Medtronic</b> Guardian Connect Guardian 3	<b>Abott</b> FreeStyle Libre FreeStyle Libre 2
		Augmentation rapide supérieure à 1,7 mmol/L	
	Augmentation rapide supérieure à 1,7 mmol/L	Augmentation entre 1,1 et 1,7 mmol/L	
	Augmentation entre 1,1 et 1,7 mmol/L	Augmentation lente entre 0,5 et 1,0 mmol/L	Augmentation rapide supérieure à 1,0 mmol/L
	Augmentation lente entre 0,6 et 1,1 mmol/L		Augmentation entre 0,6 et 1,0 mmol/L
ou pas de flèche	Stable augmentation ou diminution inférieure à 0,6 mmol/L	Stable augmentation ou diminution inférieure à 0,5 mmol/L	Stable augmentation ou diminution inférieure à 0,6 mmol/L
	Diminution lente entre 0,6 et 1,1 mmol/L		Diminution entre 0,6 et 1,0 mmol/L
	Diminution entre 1,1 et 1,7 mmol/L	Diminution lente entre 0,5 et 1,0 mmol/L	Diminution rapide supérieure à 1,0 mmol/L
	Diminution rapide supérieure à 1,7 mmol/L	Diminution entre 1,1 et 1,7 mmol/L	
		Diminution rapide supérieure à 1,7 mmol/L	